

## Anleitung Probenversand

Für Expressionssysteme idealerweise nicht induzierte Probe (Nullprobe) sowie mindestens ein Zeitpunkt nach Induktion einsenden.

### Zellkulturen und Expressionssysteme

- $10^5$ - $10^6$  Zellen 1x mit 1xPBS waschen.
- Überstand entfernen und mit 500  $\mu$ l Ethanol (70%) resuspendieren - **Röhrchen mit Drehverschluss verwenden.**
- Auftragsformular ausfüllen und beilegen.
- Verpacken und absenden.

